

フローサイトメトリー用Apc抗インテグリンA5 (Itga5/Cd49E) モノクローナル抗体 - P08648

商品番号: CM0009991



前書き

ヒト/マウスのインテグリンα5 (ITGA5/CD49e) を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しています。細胞接着に関与するフィブロネクチン受容体を認識します。組換え免疫原を使用しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト/マウス インテグリンα5 (ITGA5/CD49e) mAb
別名	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
種	ヒト
GeneID	3678
免疫原	ヒトインテグリンα5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4) のアミノ酸42-995に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08648
タンパク質分子量	115kDa
発送方法	氷袋梱包