


フローサイトメトリー用 Apc 抗Lgr5モノクローナル抗体 - O75473

商品番号: CM0010757



前書き

ヒトLGR5（GPR49）（Wnt受容体および幹細胞マーカー）に対するAPC結合ウサギモノクローナル抗体。腸管上皮、毛包、および腫瘍学研究におけるフローサイトメトリー用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APCウサギ抗ヒトLGR5（GPR49）mAb
備考／別名	FEX；HG38；GPR49；GPR67；GRP49
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8549
遺伝子ID	8549
免疫原	ヒトLGR5（NP_003658.1）のアミノ酸480～580内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O75473
タンパク質分子量	100 kDa
配送	保冷バッグ