

フローサイトメトリー用Apc抗マウスCd11cモノクローナル抗体 - Q9Qxh4

商品番号: CM0008554

前書き

アルメニアンハムスター由来のAPC標識抗マウスCD11cモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。インテグリン α -X (alpha-X) を介する単球接着、走化性、および炎症反応の調査に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Anti-Mouse CD11c mAb
備考/別名	Cr4; N418; Cd11c
種	マウス
GeneID (ヒト)	3687
GeneID	16411
免疫原	組換えタンパク質
起源	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QXH4
タンパク質分子量	129kDa
配送	アイスバッグ