

フローサイトメトリー用 Apc 標識 抗マウス Cd163 モノクローナル抗体 - Q2Vlh6

商品番号: CM0012663

前書き

このAPC標識ウサギ抗マウスCD163（M130）モノクローナル抗体は、フローサイトメトリー用として検証済みです。マウスCD163の細胞外ドメインを認識し、予測分子量は121-125 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識 ウサギ抗マウス CD163 モノクローナル抗体
備考/別名	CD163v2; CD163v3; M130
種	マウス
GeneID (ヒト)	9332
GeneID	93671
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD163（NP_444324.2）のアミノ酸39-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	Q2VLH6
タンパク質分子量	121kDa/125kDa
発送条件	保冷剤