

フローサイトメトリー用 Apc 標識 抗マウス Cd19 モノクローナル抗体 - P25918

商品番号: CM0004495

前書き

マウス CD19 を標的とする APC 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。B細胞の同定、分化、シグナル伝達研究に最適。細胞外ドメイン（60kDa）を認識。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	APC Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
備考/別名	Cd19
種	マウス
GeneID (ヒト)	930
GeneID	12478
免疫原	マウス CD19 (NP_033974.2) のアミノ酸 19-287 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ