


Fc用 Apc 抗マウスCd44 モノクローナル抗体 - P15379

商品番号: CM0008878



前書き

フローサイトメトリー用に検証済みのAPC標識ウサギ抗マウスCD44モノクローナル抗体。リンパ球ホーミング、細胞接着、遊走に参与するヒアルロン酸受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスCD44 mAb
備考/別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES
種	マウス
GeneID (ヒト)	960
GeneID	12505
免疫原	マウスCD44 (NP_033981.2) のアミノ酸23-176に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P15379
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷バッグ