

Apc 標識 抗マウス Cd49F モノクローナル抗体（Fc用） - Q61739

商品番号: CM0008259

前書き

マウスCD49fに対するラットモノクローナル抗体で、APCに標識されており、フローサイトメトリー（FC）に適しています。マウスおよびヒトインテグリン α -6（Q61739）を認識します。細胞接着やラミニン受容体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC 標識 ラット 抗マウス CD49f mAb
備考/別名	Cd49f; VLA-6; 5033401O05Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	3655
GeneID	16403
免疫原	マウスCD49f由来合成ペプチド
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス、ヒト
SWISS	Q61739
タンパク質分子量	122 kDa
発送条件	保冷剤