

Apc Anti-Mouse Tcr Γ/Δ モノクローナル抗体 - Tcr Γ/Δ

商品番号: CM0010744

前書き

アルメニアンハムスター由来のマウスTCR γ/δ を標的とするAPC結合モノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーション向けに設計されており、マウスガンマ/デルタT細胞受容体に特異的です。免疫表現型解析および診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC anti-Mouse TCR γ/δ mAb
備考 / 別名	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
種	マウス
遺伝子ID	110066 / 110067
免疫原	マウスTCR γ/δ の組換えタンパク質
起源	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
配送	アイスバッグ