


フローサイトメトリー用Apc結合抗Cd223/Lag-3ウサギモノクローナル抗体 - P18627

商品番号: CM0012162



前書き

フローサイトメトリー向けに開発された、ヒトCD223/LAG-3を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体です。LAG-3はT細胞活性を調節する免疫チェックポイント受容体であり、免疫腫瘍学研究や診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD223/LAG-3 mAb
別名	CD223
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3902
遺伝子ID	3902
免疫原	組換えタンパク質：ヒトLAG3 (NP_002277.4) のアミノ酸23～430番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P18627
タンパク質分子量	57 kDa
輸送方法	保冷剤