


フローサイトメトリー用 Apc標識抗Siglec-7/Cd328

モノクローナル抗体（ウサギ） - Q9Y286

商品番号: CM0012594



前書き

ヒト Siglec-

7（CD328、AIRM1）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。ナチュラルキラー細胞の抑制および免疫受容体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトSiglec-7/CD328 mAb
備考／別名	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	27036
GeneID	27036
免疫原	ヒトSiglec-7/CD328のアミノ酸18～144（NP_055200.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y286
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ