


フローサイトメトリー用 Apc標識ウサギ抗ヒトCd30モノクローナル抗体 - P28908

商品番号: CM0011903



前書き

ヒトCD30 (TNFRSF8、Ki-1抗原) に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。リンパ腫および活性化リンパ球の研究におけるCD30発現のフローサイトメトリー解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	APCウサギ抗ヒトCD30 mAb
備考／別名	CD30; Ki-1; DIS166E
種	ヒト
GeneID (ヒト)	943
GeneID	943
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD30のアミノ酸19～379に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001234.3)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28908
タンパク質分子量	14kDa/50kDa/63kDa
出荷方法	保冷バッグ