

フローサイトメトリー用 Apc 結合ウサギ抗ヒト Cd301/Clec10A

モノクローナル抗体 - Q8Iun9

商品番号: CM0012453



前書き

ヒト CD301/CLEC10A に特異的な APC 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。樹状細胞上の GalNAc 末端糖鎖を認識し、免疫学およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD301/CLEC10A mAb
備考/別名	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10462
GeneID	10462
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD301/CLEC10A のアミノ酸 61~316 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_878910.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IUN9
タンパク質分子量	28kDa/32kDa/35kD
輸送	保冷バッグ