

細胞内フローサイトメトリー用 Apc標識ウサギ抗ヒトCd3Eモノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0004151



前書き

細胞内フローサイトメトリー用に検証済みの、ヒトCD3イプシロン鎖（CD3E）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。T細胞活性化および免疫応答の研究に最適です。ヒトと反応します。UniProt P07766に対応。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトcCD3 mAb
備考/別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	916
遺伝子ID	916
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質重量	23kDa
配送	アイスバッグ