

フローサイトメトリー用Apc標識ウサギ抗ヒトCD62L/L- セレクチンモノクローナル抗体 - P14151

商品番号: CM0012805



前書き

ヒトCD62L/L-セレクチン (SELL) に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。白血球のテザリングとローリングを媒介する細胞接着分子であるL-セレクチンを検出するために設計されたフローサイトメトリー (FC) 用。ヒトサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD62L/L-セレクチン mAb
備考/別名	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6402
GeneID	6402
免疫原	ヒトCD62L/L-セレクチン (NP_000646.3) のアミノ酸39-332に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P14151
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋