


フローサイトメトリー（細胞内）用

Apc標識ウサギ抗マウスFoxp3モノクローナル抗体 - Q99Jb6

商品番号: CM0012414



前書き

マウスFoxp3（Scurfin）に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー（FC intra）での検証済み。約47kDaのマウスFoxp3タンパク質を検出します。制御性T細胞（Treg）の発生および免疫恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗マウスFoxp3 mAb
備考/別名	sf; JM2; scurfin
種	マウス
GeneID (ヒト)	50943
GeneID (マウス)	20371
免疫原	マウスFoxp3のアミノ酸1-100の配列に対応する合成ペプチド (NP_473380.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	Q99JB6
タンパク質重量	47kDa
配送	アイスバッグ