

フローサイトメトリー用 Apc マウス抗ヒト Cd11b モノクローナル抗体 - P11215

商品番号: CM0011721



前書き

ヒトCD11b (ITGAM、MAC-1) を標的とするAPC結合マウスモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みで、ヒトに特異的です。分子量は127 kDaで、免疫学および自然免疫研究にお使いいただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC マウス抗ヒト CD11b mAb
別名	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
対象種	ヒト
遺伝子ID	3684
免疫原	ヒトCD11bの組換えタンパク質
起源	マウス
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P11215
タンパク質分子量	127kDa
輸送方法	氷袋