

フローサイトメトリー用 Apc マウス抗ヒト CD11b モノクローナル抗体 - P11215

商品番号: CM0008220



前書き

ヒト CD11b（インテグリン α -M）を標的とする APC 結合マウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。自然免疫、細胞接着、好中球・単球研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC マウス抗ヒト CD11b mAb
備考／別名	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3684
GeneID	3684
免疫原	合成ペプチド／ヒト CD11b 由来の合成ペプチド。
由来	マウス
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P11215
タンパク質分子量	127 kDa
輸送	保冷バッグ