

Apc マウス抗ヒト Cd11C モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P20702

商品番号: CM0010354



前書き

フローサイトメトリー用、ヒト CD11c (ITGAX)

を標的とする APC

標識マウスモノクローナル抗体。ヒト単球および顆粒球インテグリン alpha-X

と反応し、炎症反応および接着の研究に適しています

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC マウス抗ヒト CD11c mAb
備考/別名	CD11C; SLEB6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3687
GeneID	3687
免疫原	ヒト CD11c の組換えタンパク質。
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20702
タンパク質分子量	128kDa
配送	アイスパック