


フローサイトメトリー用 Apc マウス抗ヒト Cd1A モノクローナル抗体 - P06126

商品番号: CM0012327



前書き

フローサイトメトリー用に設計された APC
マウス抗ヒト CD1a

モノクローナル抗体。T細胞、樹状細胞、ランゲルハ
ンス細胞上の抗原提示タンパク質である CD1a
を検出します。ヒトと反応します。CamelBio
の包括的な IVD 原材料供給に対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC マウス抗ヒト CD1a mAb
備考/別名	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	909
遺伝子 ID	909
免疫原	合成ペプチド ヒト CD1a 由来の合成ペプチド。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06126
タンパク質分子量	37kDa
輸送条件	保冷バッグ