

フローサイトメトリー用 Apc マウス抗ヒト Cd3 モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0012148



前書き

ヒト CD3 イプシロン鎖に対する APC 標識マウスモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にバリデーション済みです。T細胞表面受容体に特異的で、予測分子量は23 kDaです。免疫プロファイリング、T細胞活性化、シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	APC マウス抗ヒト CD3 mAb
備考／別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
種	ヒト
GeneID (ヒト)	916
GeneID	916
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD3 の組換えタンパク質。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ