

フローサイトメトリー用 Apc 標識マウス抗ヒト Cd42A (GpIX)
モノクローナル抗体 - P14770

商品番号: CM0003995



前書き

ヒト CD42a (GPIIX/GP9) を標的とする APC 標識マウスモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済み。GPIb-V-IX 複合体の血小板糖タンパク質 IX サブユニットに特異的。止血、血小板接着、およびベルナル・スリエ症候群の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APC 標識マウス抗ヒト CD42a モノクローナル抗体
備考/別名	GPIX; CD42a
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2815
GeneID	2815
免疫原	ヒト CD42a 組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P14770
タンパク質分子量	19 kDa
輸送	保冷バッグ