

Apc マウス抗ヒト Cd45Ro モノクローナル抗体（Fc用） - P08575

商品番号: CM0012040



前書き

ヒトCD45RO（白血球共通抗原PTPRCのアイソフォーム）に特異的なAPC標識マウスモノクローナル抗体。T細胞活性化および免疫プロファイリング研究におけるフローサイトメトリー（FC）に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC マウス抗ヒト CD45RO mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	5788
免疫原	合成ペプチド ヒト CD45RO 由来の合成ペプチド
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575
タンパク質分子量	136kDa
配送	氷袋