

Fc用Apcマウス抗ヒトCd56モノクローナル抗体 - P13591

商品番号: CM0012255



前書き

ヒトCD56（NCAM1）を標的とするAPC結合マウスモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。神経細胞接着、ウイルス侵入機構、NK細胞生物学の研究に適しています。分子量40～95 kDaのヒトタンパク質アイソフォームに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APCマウス抗ヒトCD56 mAb
別名／エイリアス	CD56 ; NCAM ; MSK39
種	ヒト
Gene ID	4684
免疫原	ヒトCD56由来合成ペプチド
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13591
タンパク質分子量	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
輸送	保冷バッグ