

Apc マウス抗ヒトCD62P/P-セレクチンMab - P16109

商品番号: CM0012323



前書き

ヒトCD62P/P-セレクチンを標的とするAPC結合型マウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの検証済みで、内皮細胞および血小板モデルにおける白血球ローリング、細胞接着、炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APC マウス抗ヒトCD62P/P-セレクチンmAb
備考/別名	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6403
GeneID	6403
免疫原	ヒトCD62P/P-セレクチンの組換えタンパク質
起源	マウス
カテゴリ	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P16109
タンパク質分子量	91kDa
発送方法	氷袋