

APC標識 マウス抗ヒトTcr A/B モノクローナル抗体 For Fc - P01848

商品番号: CM0004324



前書き

ヒトTCR

α 鎖（TRAC）の定常領域を標的とするAPC標識マウスモノクローナル抗体。ヒトTCR α/β 陽性T細胞のフローサイトメトリー（FC）検出用に検証済み。免疫表現型解析およびT細胞受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APC マウス抗ヒトTCR α/β mAb
備考/別名	IMD7; TCRA; TRA@
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6955
遺伝子ID	6955
免疫原	ヒトTCR α/β の組換えタンパク質
宿主	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01848
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷剤