

Apc Rabbit Anti Ddddk-Tag Mab - Ddddk Tag

商品番号: CM0005907

前書き

DDDDKターゲットに対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内染色を含むフローサイトメトリー（FC）に適しています。種に依存しない交差反応性により、タグ付きタンパク質の検出および研究用途での汎用性が確保されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	APC Rabbit anti DDDDK-Tag mAb
備考/別名	DDDDK; DDDDK tag; DDDDK-tag
種	ヒト
免疫原	DDDDKタグに対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC, FC (intra)
交差反応性	種に依存しない
配送	アイスバッグ