

Apc標識 ウサギ 抗ヤギIgG (Fc) フラグメント モノクローナル抗体

商品番号: CM0012313

前書き

ヤギIgG (Fc)
フラグメント特異的なAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC)
アプリケーションで検証済み。多重化免疫アッセイおよび診断研究におけるヤギ免疫グロブリンの検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識 ウサギ 抗ヤギIgG (Fc) フラグメント mAb
種	ヤギ
免疫原	ヤギIgG (Fc) フラグメントの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヤギ
輸送	保冷バッグ