


APC標識ウサギ抗ヒトアネキシンA1/Anxa1モノクローナル抗体（Fc用） - P04083

商品番号: CM0008806



前書き

ヒトアネキシンA1/ANXA1を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト検体を用いたフローサイトメトリーアプリケーション向けに設計されています。アネキシンA1は、抗炎症応答、T細胞分化、および食作用に関与するカルシウム依存性リン脂質結合タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトアネキシンA1/ANXA1モノクローナル抗体
備考/別名	ANX1; LPC1
種特異性	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	301
遺伝子ID	301
免疫原	ヒトアネキシンA1/ANXA1（NP_000691.1）のアミノ酸2-346に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	P04083
タンパク質分子量	39 kDa
輸送	保冷バッグ