

フローサイトメトリー用Apc標識ウサギ抗ヒトCd10モノクローナル抗体 - P08473

商品番号: CM0008036



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD10（CALLA/ネプリライシン）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。オピオイドペプチドおよびANFの分解に関与する、MME遺伝子によってコードされるメタロプロテアーゼを認識します。ヒトサンプルで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD10 mAb
備考/別名	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4311
遺伝子ID	4311
免疫原	ヒトCD10（NP_000893.2）のアミノ酸52-750に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08473
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋