

Apc ウサギ抗ヒト Cd117/C-Kit モノクローナル抗体（Fc用） - P10721

商品番号: CM0008159



前書き

フローサイトメトリー用ヒト CD117/c-Kit (P10721) 標識 APC ウサギモノクローナル抗体。この 110kDa の受容体型チロシンキナーゼは、造血、幹細胞の維持、および肥満細胞の分化に不可欠です。IVD研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD117/c-Kit mAb
備考/別名	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
種	ヒト
GeneID	3815
免疫原	ヒト CD117/c-Kit (NP_000213.1) のアミノ酸 26-520 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10721
タンパク質分子量	110kDa
配送	氷袋