


Fc用 Apc ウサギ抗ヒトCd11A モノクローナル抗体 - P20701

商品番号: CM0004467



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD11a（インテグリンαL、LFA-

1）を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体です。白血球の接着、遊走、免疫シナプス形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトCD11a mAb
備考/別名	CD11A; LFA-1; LFA1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3683
遺伝子ID	3683
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD11a (NP_002200.2) のアミノ酸26～340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P20701
タンパク質分子量	118kDa/129kDa/134kDa
発送	保冷剤