

フローサイトメトリー用Apc標識ウサギ抗ヒトCD123モノクローナル抗体 - P26951

商品番号: CM0008182



前書き

フローサイトメトリー（FC）用の、ヒトCD123（IL-3Ra）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。造血研究に適しており、約43 kDaのタンパク質分子量を持つヒトCD123を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトCD123 mAb
備考/別名	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
種	ヒト
遺伝子ID	3563
免疫原	ヒトCD123（NP_002174.1）のアミノ酸1-378に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P26951
タンパク質分子量	43 kDa
発送	保冷バッグ