

Apc標識ウサギ抗ヒトCd153モノクローナル抗体（Fc用） - P32971

商品番号: CM0012385

前書き

ヒトCD153（CD30L、TNFSF8）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトCD153を認識し、フローサイトメトリー用に検証済み。T細胞増殖およびCD30/CD153相互作用研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトCD153 mAb
備考/別名	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	944
GeneID	944
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD153（NP_001235.1）のアミノ酸63-234に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32971
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ