


Apc ウサギ抗ヒト Cd161 モノクローナル抗体（Fc用） - Q12918

商品番号: CM0004561



前書き

ヒト CD161 (KLRB1)

を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。アミノ酸67-

225に由来する組換え免疫原。フローサイトメトリーで検証済み。NK細胞およびT細胞の免疫表層型解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD161 mAb
備考/別名	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRPIA; NKR-PIA; hNKR-PIA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3820
遺伝子ID	3820
免疫原	組換えタンパク質；ヒト CD161 (NP_002249.1) のアミノ酸67-225に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12918
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ