


Apc標識 ウサギ 抗ヒト Cd162/Psgl-1

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q14242

商品番号: CM0008579



前書き

APC標識のウサギ由来抗ヒトCD162/PSGL-1（P-セレクチングリコプロテインリガンド1）モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。白血球のローリング、接着、炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識 ウサギ 抗ヒト CD162/PSGL-1 mAb
備考/別名	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
種	ヒト
遺伝子ID	6404
免疫原	ヒトCD162/PSGL-1（NP_002997.2）のアミノ酸42-295に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14242
輸送	保冷バッグ