

Apc ウサギ抗ヒト Cd172A/Sirpα

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P78324

商品番号: CM0012715



前書き

ヒト CD172a/SIRPα を標的とする APC 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。細胞外ドメインを認識し、骨髄系細胞上の SIRPα 発現の生細胞解析に適しています。免疫学研究および診断薬の開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD172a/SIRPα mAb
備考/別名	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
種	ヒト
GeneID	140885
免疫原	ヒト CD172a/SIRPα (NP_542970.1) のアミノ酸 31-370 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P78324
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋