

フローサイトメトリー用Apc標識ウサギ抗ヒトCd177モノクローナル抗体 - Q8N6Q3

商品番号: CM0004474

前書き

ヒトCD177（PRV-1、NB1 GP）に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。ヒトに反応。好中球および真性多血症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトCD177モノクローナル抗体
備考/別名	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57126
GeneID	57126
免疫原	ヒトCD177（NP_065139.2）のアミノ酸22-407に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N6Q3
タンパク質分子量	15kDa/27kDa/46kDa
発送	保冷バッグ