

Fc用 Apc ウサギ抗ヒトCd185/Cxcr5モノクローナル抗体 - P32302

商品番号: CM0010017

前書き

ヒトCD185/CXCR5（BLR1）を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体。CD185/CXCR5は、B細胞の移動およびリンパ腫に関与するケモカイン受容体です。フローサイトメトリーで検証済み。約42 kDaの膜タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトCD185/CXCR5 mAb
備考／別名	BLR1 ; CD185 ; MDR15
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	643
遺伝子ID	643
免疫原	ヒトCD185/CXCR5（NP_033981.2）のアミノ酸1〜47に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32302
タンパク質分子量	42 kDa
輸送条件	保冷バッグ