

Apc標識ウサギ抗ヒトCd196/Ccr6モノクローナル抗体（Fc用） - P51684

商品番号: CM0005074



前書き

ヒトCD196/CCR6に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）に使用可能です。ケモカイン受容体を介した免疫細胞の遊走と炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトCD196/CCR6 mAb
備考/別名	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1235
GeneID	1235
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差性	ヒト
SWISS	P51684
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷剤（氷袋）