


Apc Rabbit Anti-Human Cd1B Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P29016

商品番号: CM0005125



前書き

フローサイトメトリー用APC標識ウサギ抗ヒトCD1Bモノクローナル抗体。ヒト特異性で、フローサイトメトリーについて検証済み。脂質抗原を提示するT細胞表面糖タンパク質であるCD1B (P29016)を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                              |
|-------------|--------------------------------|
| 製品名         | APC Rabbit anti-Human CD1B mAb |
| 備考/別名       | R1; CD1; CD1A                  |
| 種           | ヒト                             |
| GeneID (ヒト) | 910                            |
| GeneID      | 910                            |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                       |
| ソース         | ウサギ                            |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                      |
| アプリケーション    | FC                             |
| 交差反応性       | ヒト                             |
| SWISS       | P29016                         |
| タンパク質分子量    | 37kDa/30kDa                    |
| 配送          | アイスバッグ                         |