


フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗ヒト Cd1c モノクローナル抗体 - P29017

商品番号: CM0010711



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、ヒト CD1c (BDCA1) に対する APC

標識組換えウサギモノクローナル抗体。免疫細胞上の脂質抗原提示糖タンパク質を検出し、免疫学および樹状細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD1c mAb
備考／別名	R7; CD1; CD1A; BDCA1
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	911
遺伝子 ID	911
免疫原	ヒト CD1c (NP_001756.2) のアミノ酸 19～298 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P29017
タンパク質分子量	38 kDa
配送	保冷バッグ