


Apc ウサギ抗ヒトCD209/Dc-Sign モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Nnx6

商品番号: CM0009803



前書き

ヒトCD209/DC-SIGN（Q9NNX6）を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、樹状細胞の正確な検出や、免疫応答、病原体認識、宿主-病原体相互作用の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗ヒトCD209/DC-SIGN mAb
別名	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	30835
免疫原	ヒトCD209/DC-SIGN（NP_066978.1）のアミノ酸59～404番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NNX6
タンパク質分子量	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
発送方法	氷袋