


Fc用Apcウサギ抗ヒトCd213A1/Il-13Ra1モノクローナル抗体 - P78552

商品番号: CM0011514



前書き

ヒトCD213a1/IL-

13Ra1を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。IL-13/IL-

4シグナル伝達、がん・精巣抗原の発現、サイトカイン受容体の生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APCウサギ抗ヒトCD213a1/IL-13Ra1モノクローナル抗体
備考/別名	NR4 ; CT19 ; CD213A1 ; IL-13Ra
種	ヒト
GeneID	3597
免疫原	ヒトCD213a1/IL-13Ra1 (NP_001551.1) のアミノ酸29〜343に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P78552
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ