

Apc標識 ウサギ抗ヒトCd228/Mfi2

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08582

商品番号: CM0005482



前書き

ヒトCD228/メラノトランスフェリン（MFI2）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用として検証済み。鉄取り込み、メラノーマおよび関連分野の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APC標識 ウサギ抗ヒトCD228/MFI2 mAb
備考/別名	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4241
GeneID	4241
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD228/MFI2 (NP_005920.2) のアミノ酸20-708に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P08582
タンパク質分子量	32kDa / 80kDa
発送	保冷剤（氷袋）