

## Apc ウサギ抗ヒト Cd244/2B4

### モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- Q9Bzw8

商品番号: CM0012800

前書き

フローサイトメトリー用、ヒト CD244/2B4 (SLAMF4) を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体。NK細胞活性化に関与するナチュラルキラー細胞受容体2B4を認識します。ヒトサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名        | APC ウサギ抗ヒト CD244/2B4 mAb                                    |
| 備考/別名      | 2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4                             |
| 種          | ヒト                                                          |
| 遺伝子ID (ヒト) | 51744                                                       |
| 遺伝子ID      | 51744                                                       |
| 免疫原        | ヒト CD244/2B4 (NP_001160135.1) のアミノ酸22-221以内の配列に対応する組換えタンパク質 |
| ソース        | ウサギ                                                         |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                   |
| アプリケーション   | FC                                                          |
| 交差反応性      | ヒト                                                          |
| SWISS      | Q9BZW8                                                      |
| タンパク質分子量   | 42kDa                                                       |
| 配送         | アイスバッグ                                                      |