

Apc Rabbit Anti-Human Cd27 Monoclonal Antibody For Fc - P26842

商品番号: CM0010999



前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証された、高品質のAPC標識ウサギ抗ヒトCD27モノクローナル抗体（クローン非指定）。免疫学および腫瘍学研究において、T細胞、NK細胞、およびB細胞上の共刺激免疫チェックポイント受容体の発現を解析するのに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APC Rabbit anti-Human CD27 mAb
備考/別名	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152, LPFS2
種	ヒト
GeneID	939
免疫原	ヒトCD27（NP_001233.2）のアミノ酸21-192を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P26842
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ