

フローサイトメトリー用 Apc ウサギ抗ヒト Cd270/Hvem モノクローナル抗体 - Q92956

商品番号: CM0011155



前書き

ヒト CD270/HVEM (TNFRSF14) に対する APC 結合ウサギモノクローナル抗体。免疫学およびウイルス学研究におけるフローサイトメトリー用途向けに設計されています。免疫細胞上の内在性 CD270 を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	APC ウサギ抗ヒト CD270/HVEM mAb
別名	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; TNF受容体スーパーファミリーメンバー14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8764
免疫原	組換えタンパク質；ヒト CD270/HVEM (NP_003811.2) のアミノ酸39～162に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92956
タンパク質分子量	21kDa/30kDa
輸送	保冷バッグ