


Apc Rabbit Anti-Human Cd271/Ngfr Monoclonal Antibody For Fc - P08138

商品番号: CM0008271



前書き

フローサイトメトリー（FC）用途向けの高品質APC標識ウサギ抗ヒトCD271/NGFR (p75NTR) モノクローナル抗体。ニューロトロフィンシグナル伝達、神経発生、およびアポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit anti-Human CD271/NGFR mAb
備考/別名	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	4804
GeneID	4804
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト (Human)
SWISS	P08138
タンパク質分子量	35kDa/45kDa
配送	氷袋