

Apc標識ウサギ抗ヒトCd275/B7-

H2/Icoslモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - O75144

商品番号: CM0011879



前書き

ヒトCD275（ICOSリガンド）に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。T細胞共刺激、免疫チェックポイント生物学、B細胞分化の研究に最適。SWISS: O75144。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトCD275/B7-H2/ICOSLモノクローナル抗体
備考/別名	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
種	ヒト
GeneID	23308
免疫原	ヒトCD275/B7-H2/ICOSL (NP_056074.1) のアミノ酸19-256に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	O75144
タンパク質分子量	20kDa/33kDa/34kDa
発送	保冷バッグ