

フローサイトメトリー用Apc標識ウサギ抗ヒトCd33モノクローナル抗体 - P20138

商品番号: CM0009523



前書き

ヒトCD33（Siglec-3、遺伝子ID 945）を標的とするAPC標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。骨髄系細胞、ミクログリア、AML芽球の研究に最適です。SWISS: P20138。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識ウサギ抗ヒトCD33 mAb
備考/別名	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
種	ヒト
GeneID	945
免疫原	ヒトCD33（NP_001763.3）のアミノ酸18-259に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P20138
タンパク質分子量	40 kDa
発送	保冷バッグ